



# Bruksanvisning avføringsprøve

For information in other languages, visit [tarmscreening.no](https://tarmscreening.no)

**1** I denne forsendelsen skal du ha mottatt:

- brev
- bruksanvisning
- prøverør
- oppsamlingspapir
- plastpose med absorberende papir
- returkonvolutt




**2** Kontroller at ditt navn og fødselsdato er trykt på røret. Stemmer ikke informasjonen, må du ikke ta prøven, men ta kontakt med oss for å få tilsendt et nytt rør.



**3** Fest hjørnene på oppsamlingspapiret direkte på toalettskålen.

Oppsamlingspapiret er klart til bruk. Unngå å få urin på det.




**4** Går oppsamlingspapiret i stykker kan du bruke en ren beholder (isboks eller liknende), som du plasserer ned i toalettet.




**5** Skru det grønne lokket slik at røret åpnes.

Ikke hell ut væsken som er i røret.


Prøven tas med pinnen som er festet til lokket.




**6** Før pinnen over overflaten på avføringen i begge retninger.



**7** Det er kun rillene på pinnen som skal dekkes med avføring. Pass på så du ikke får for mye avføring på pinnen.



**8** Sett pinnen tilbake i røret og skru lokket til du hører et klikk.




**9** Løsne papiret fra toalettskålen og skyll ned 2 - 3 ganger. Papiret vil gå i oppløsning.



**10** Legg røret i plastposen. La papirbiten bli værende i posen og pass på at forseglingen er godt lukket.

Posen med røret legges i den vedlagte konvolutten. Porto er betalt.



**11** Brevet med prøven bør postes samme dag. Har du ikke mulighet til dette, oppbevares prøven i kjøleskap til du får sendt den.

**12** Prøven blir analysert for blod i avføringen.

Du får svar fra oss uansett resultat.



